

胰島素注射筆介紹與使用步驟

速效型




愛胰達注射筆




諾和瑞諾易筆

中效型



諾和密斯 30諾易筆




諾和密斯 50諾易筆

長效型



瑞和密爾 諾易筆



蘭德仕注射筆

步驟 1



注射前將酒精棉片及針頭準備好。

步驟 5



排氣完畢後，將劑量設定鈕轉至處方劑量

步驟 2



打開酒精棉片，消毒注射筆頂端橡皮膜。

步驟 6



皮下注射，按壓注射鈕，直至數字歸"0"並停6-10秒拔出注射筆。

步驟 3



將針頭保護片撕掉，插入針頭，並順時針旋轉到底。

步驟 7



注射完畢，將針頭外蓋套回後將針頭轉出

步驟 4



第一次注射，請轉2個單位並排氣。

步驟 8



將拔掉的針頭丟置醫療廢棄回收桶。

